

Super Sani-Cloth®

GERMICIDAL DISPOSABLE WIPE
LINGETTE GERMICIDE JETABLE

LARGE WIPE
GRANDE LINGETTE



BACTERICIDAL, TUBERCULOCIDAL, AND VIRUCIDAL * IN 2 MINUTES
BACTÉRICIDE, TUBERCULOCLIDE, VIRUCIDE * EN 2 MINUTES

ACTIVE INGREDIENTS:

n-Alkyl (68% C₁₂, 32% C₁₄) dimethyl ethylbenzyl ammonium chlorides.....0.25%

n-Alkyl (60% C₁₄, 30% C₁₆, 5% C₁₂, 5% C₁₈) dimethyl benzyl ammonium chlorides.....0.25%

Isopropyl Alcohol.....55.00%

OTHER INGREDIENTS.....44.50%

TOTAL.....100.00%

Does not include the weight of the wipe.

INGRÉDIENTS ACTIFS:

chlorures de n-alkyl (68% C₁₂, 32% C₁₄) alkyldiméthyl (éthylbenzyl) ammonium.....0,25%

chlorures de n-alkyl (60% C₁₄, 30% C₁₆, 5% C₁₂, 5% C₁₈) alkyldiméthyl (éthylbenzyl) ammonium.....0,25%

Alcool isopropylique.....55,00%

AUTRES INGRÉDIENTS.....44,50%

TOTAL.....100,00%

Ne comprend pas le poids de la lingette.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN / GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

WARNING / AVERTISSEMENT See back panel for additional precautionary statements
Voir le panneau arrière pour plus de précautions

CONTAINS / CONTIENT : 160 Wipes

6 x 6.75 in (15.2 x 17.1 cm) / 15.2 x 17.1 cm (6 x 6.75 po)

Net Wt. 1 lb 13 oz (833g) / Poids net 1 lb 13 oz (833 g)



Effective against / Efficace contre :

BACTERIA

- *Bordetella pertussis* • *Burkholderia cepacia* • *Campylobacter jejuni*
- *Escherichia coli* (E. coli) • *Escherichia coli* O157:H7 • *Klebsiella pneumoniae*
- *Pseudomonas aeruginosa* • *Salmonella enterica* • *Staphylococcus aureus*

MULTI-DRUG RESISTANT BACTERIA

- *Acinetobacter baumannii* • *Enterobacter cloacae* NDM-1 positive
- ESBL Producing *Escherichia coli* (E. coli) • *Klebsiella pneumoniae* - KPC-2 positive, ST258 • Methicillin Resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA)
- Vancomycin Resistant *Enterococcus faecalis* (VRE)

VIRUSES*

- Adenovirus Type 5 • Herpes Simplex Virus Type 2 • Human Coronavirus Strain 229E • Influenza A/Hong Kong • Influenza A [H1N1] virus • Respiratory Syncytial Virus (RSV) • Rhinovirus • Rotavirus Strain WA • Vaccinia virus • Kills Pandemic 2009 H1N1 Influenza A virus

BLOODBORNE PATHOGENS • Hepatitis B virus (HBV) - Duck HBV*

- Hepatitis C Virus (Human) (HCV) - Bovine Diarrhea Virus* • HIV-1 (AIDS virus)*
- TB • *Mycobacterium bovis* - BCG (Tuberculosis)

PATHOGENIC FUNGI • *Candida albicans*

BACTÉRIES

- *Bordetella pertussis* • *Burkholderia cepacia* • *Campylobacter jejuni*
- *Escherichia coli* (E. coli) • *Escherichia coli* O157: H7 • *Klebsiella pneumoniae*
- *Pseudomonas aeruginosa* • *Salmonella enterica* • *Staphylococcus aureus*

BACTÉRIES RÉSISTANTES À PLUSIEURS MÉDICAMENTS

- *Acinetobacter baumannii* • *Enterobacter cloacae* NDM-1 positif • ESBL produisant *Escherichia coli* (E. coli) • *Klebsiella pneumoniae* - KPC-2 positif, ST258 • *Staphylococcus aureus* résistant à la méthicilline (MRSA) • Résistant à la vancomycine *Enterococcus* (VRE)

VIRUS *

- Adénovirus de type 5 • Virus de l'herpès simple de type 2
- Souche de coronavirus humain 229E • Grippe A/Hong Kong
- Virus de la grippe A [H1N1] • Virus respiratoire syncytial (RSV)
- Rhinovirus • Souche du rotavirus WA • Virus Vaccinia • Tue le virus pandémique H1N1 de la grippe A 2009

AGENTS PATHOGÈNES SANGUINS

- Virus de l'hépatite B (VHB) - Canard VHB • Virus de l'hépatite C (humain) (VHC) - Virus de la diarrhée bovine • VIH-1 (virus du sida) *

TB • *Mycobacterium bovis* - BCG (tuberculose)

CHAMPIGNONS PATHOGÈNES • *Candida albicans*



8M055100

*KILLS HIV-1 (AIDS VIRUS), HEPATITIS B VIRUS (HBV) AND HEPATITIS C VIRUS (HCV) ON THE PRE-CLEANED ENVIRONMENTAL SURFACES/OBJECTS AND PRE-CLEANED SURFACES OF ULTRASOUND TRANSDUCERS AND PROBES PREVIOUSLY SOILED WITH BLOOD/BODY FLUIDS IN TWO (2) MINUTES AT ROOM TEMPERATURE (68°-77°F) IN HEALTHCARE OR OTHER SETTINGS IN WHICH THERE IS AN EXPECTED LIKELIHOOD OF SOILING OF INMATE SURFACES/OBJECTS WITH BLOOD OR BODY FLUIDS; AND IN WHICH THE SURFACES/OBJECTS ARE LIKELY TO BE SOILED WITH BLOOD OR BODY FLUIDS CAN BE ASSOCIATED WITH THE POTENTIAL FOR TRANSMISSION OF HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS TYPE 1 (HIV-1) (ASSOCIATED WITH AIDS), HEPATITIS B VIRUS (HBV) AND HEPATITIS C VIRUS (HCV).

Areas of Use: Hospital and Healthcare Settings: Ambulatory Surgical Centers (ASC), Clinics, Dental Offices, Dialysis Clinics, Home Health Care, Hospices, Hospitals, Laboratory, Nursing Homes, Physical Therapy, Physicians' offices, Radiology, Rehabilitation, Transport vehicles. Critical Care Areas: CCU, Emergency Rooms, ICU, Neonatal Intensive Care Units (NICU), Operating Rooms, Pediatric Intensive Care Units (PICU), Surgery and Surgical Intensive Care Unit (SICU), Hospital, Healthcare, and Critical Care Use Sites. May be used on hard non-porous surfaces of: bed railings; blood glucose meters; cabinets; carts; chairs; counters; dental unit instrument trays; exam tables; gurneys; isolettes; IV poles; stethoscopes; stretchers; tables; telephones; toilet seats; and hard non-porous outside surfaces of: amalgamators and dental curing lights; diagnostic equipment; patient monitoring equipment; patient support and delivery equipment. This product is not to be used as a terminal sterilant/high level disinfectant on any surface or instrument that (1) is introduced directly into the human body, either into or in contact with the bloodstream or normally sterile areas of the body, or (2) contacts intact mucous membranes but which does not ordinarily penetrate the blood barrier or otherwise enter normally sterile areas of the body. This product may be used to pre-clean or decontaminate critical or semi-critical medical devices prior to sterilization or high level disinfection. DIRECTIONS FOR USE: It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. To Dispense Wipes: Remove lid and discard inner seal from canister. Find center of wipe roll, remove first wipe for use, twist corner of next wipe into a point and thread through the hole in the canister lid. Pull through about one inch. Replace lid. Dispense remaining wipes as necessary by pulling out at an angle. When not in use keep center cap of lid closed to prevent moisture loss. TO DISINFECT AND DEODORIZE: To disinfect nonfood contact surfaces only: Unfold a clean wipe and thoroughly wet surface. Allow treated surface to remain wet for two (2) minutes. Let air dry. For heavily soiled surfaces, use a wipe to pre-clean prior to disinfecting. These directions also apply to *Mycobacterium bovis* BCG (Tuberculosis) at 68° F (20° C). *SPECIAL INSTRUCTIONS FOR CLEANING AND DECONTAMINATION AGAINST HIV-1, HEPATITIS B VIRUS (HBV) AND HEPATITIS C VIRUS (HCV) OF SURFACES/OBJECTS SOILED WITH BLOOD/BODY FLUIDS. Personal protection: When using this product, wear disposable protective gloves, protective gowns, masks, and eye coverings when handling HIV-1 (AIDS Virus), HBV or HCV infected blood or body fluids. Cleaning procedure: All blood and other body fluids must be thoroughly cleaned from surfaces and objects before disinfection by the germicidal wipe. Open, unfold and use first germicidal wipe to remove heavy soil. Disposal of infectious materials: Used wipe, blood and other body fluids should be disposed of according to local regulation for infectious waste disposal. Contact time: Use second germicidal wipe to thoroughly wet surface. Allow surface to remain wet two (2) minutes; let air dry. PRECAUTIONARY STATEMENTS: Hazards to Humans and Domestic Animals. WARNING. Causes substantial but temporary eye damage. Do not get in eyes or on clothing. Avoid contact with skin. Wash hands thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using restroom. Remove and wash contaminated clothing before reuse. FIRST AID Call a poison control center or doctor for treatment advice. Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. If in eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing. If on skin: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARD Combustible. Do not use or store near heat or open flame. Do not use on natural marble, windows, unpainted wood, brass, clear plastic or colored glass. Test wipe on small inconspicuous area first. STORAGE AND DISPOSAL Do not contaminate water, food, or feed by storage and disposal. Storage: Do not store near heat or open flame. When not in use keep center cap of lid closed to prevent moisture loss. Towellette Disposal: Do not reuse towellette. Dispose of used towellette in trash. Do not flush in toilet. Container Disposal: Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Offer for recycling. If recycling is not available, put in trash collection. *TUE LE VIH-1 (VIRUS DU SIDA), LE VIRUS DE L'HEPATITE B (VHB) ET LE VIRUS DE L'HEPATITE C (VHC) SUR LES SURFACES/OBJECTS ENVIRONNEMENTAUX PRÉ-Nettoyés ET LES SURFACES EXTERNES PRÉ-Nettoyées DES TRANSDUCTEURS ULTRASONS ET DES SONDES PRÉCEDEMMENT SOUILLEES DE SANG/DE FLUIDES CORPORELS en deux (2) minutes à température ambiante

de 68° - 77° F) dans les établissements de soins de santé ou autres dans lesquels il existe une probabilité de saignement ou de liquides organiques inanimés avec du sang ou des fluides corporels ; et dans lequel les surfaces/objets susceptibles d'être souillés par du sang ou des liquides organiques peuvent être associés au potentiel de transmission du virus de l'immunodéficience humaine de type 1 (VH-1) (associé au sida), du virus de l'hépatite B (VHB) et de l'hépatite C Virus (VHC).

Zones d'utilisation: Hôpitaux et établissements de soins de santé: centres de chirurgie ambulatoire (CCA), cliniques, cabinets dentaires, cliniques de dialyse, soins de santé à domicile, hospices, hôpitaux, laboratoire, maisons de soins infirmiers, physiothérapie, cabinets de médecine, radiologie, réadaptation, véhicules de transport. Domaines de soins critiques: USC, salles d'urgence, soins intensifs, unités de soins intensifs néonataux (USIN), salles d'opération, unités de soins intensifs pédiatriques (USP), chirurgie et unité de soins intensifs chirurgicaux (USIC). Sites d'utilisation des hôpitaux, des soins de santé et des soins critiques: Peut être utilisé sur des surfaces dures non poreuses: garde-corps de lit; lecteurs de glycémie; amoliers; chariots; chaises; comptoirs; plateaux à instruments pour unités dentaires; tables d'examen; lits à roulette; isolettes; Poteaux IV; stéthoscopes; civières; tables; téléphones; sièges de toilette; et les surfaces extérieures dures non poreuses des amalgamateurs et des lampes de polymérisation dentaire; équipement de diagnostic; équipement de surveillance des patients; matériel de soutien et de livraison aux patients. Ce produit ne doit pas être utilisé comme stérilisant terminal/désinfectant de haut niveau sur une surface ou un instrument qui (1) est introduit directement dans le corps humain, soit dans ou en contact avec la circulation sanguine ou des zones normalement stériles du corps, ou qui (2) entre en contact avec des muqueuses intactes mais qui ne pénètrent pas normalement la barrière sanguine ni ne pénètrent autrement dans les zones normalement stériles du corps. Ce produit peut être utilisé pour prénettoyer ou décontaminer les dispositifs médicaux critiques ou semi-critiques avant la stérilisation ou la désinfection de haut niveau. MODE D'EMPLOI: Il s'agit d'une violation de la loi fédérale d'utiliser ce produit d'une manière incompatible avec son étiquetage. Pour distribuer les lingettes: Retirez le couvercle et jetez le joint inférieur de la carouche. Trouvez le centre du rouleau de lingettes, retirez la première lingette pour l'utiliser, tournez le coin de la lingette suivante en une pointe et passez-le dans le trou du couvercle de la carouche. Tirez sur environ 1 pouce. Retirez le couvercle. Distribuez les lingettes restantes au besoin en tirant dans un angle. Lorsqu'il n'est pas utilisé, gardez le bouchon central du couvercle fermé pour prévenir la perte d'humidité. POUR DESINFECTER ET DESODORISER: Pour désinfecter les surfaces de contact non alimentaire seulement: Dépliez une lingette propre et bien mouillée. Laissez la surface traitée humide pendant deux (2) minutes. Laissez sécher à l'air.

Pour les surfaces très sales, essayez avant de désinfecter. Ces directives s'appliquent également au *Mycobacterium bovis* BCG (Tuberculose) à 68° F (20° C). *INSTRUCTIONS SPÉCIALES POUR LE NETTOYAGE ET LA DÉCONTAMINATION CONTRE LE VIH-1, LE VIRUS DE L'HEPATITE B (VHB) ET LE VIRUS DE L'HEPATITE C (VHC) DES SURFACES/OBJECTS SOUILLEES AVEC DES LIQUIDES SANGUINS/CORPORELS. Protection personnelle: Lors de l'utilisation de ce produit, portez des gants de protection jetables, des blouses protectrices, des masques et des couvre-tête lors de la manipulation du VIH-1 (virus du sida), du sang infecté par le VHB ou du VHC ou des liquides corporels. Procédure de nettoyage: Tout le sang et les autres liquides organiques doivent être nettoyés à fond des surfaces et des objets avant la désinfection par la lingette germicide. Ouvrez, dépliez et utilisez la première lingette germicide pour enlever la saleté. Elimination des matières infectieuses: Les lingettes utilisées, le sang et les autres liquides organiques doivent être jetés selon la réglementation locale pour l'élimination des déchets infectieux. Temps de contact: Appliquez la deuxième lingette germicide sur une surface complètement mouillée. Laissez la surface sécher pendant deux (2) minutes; laissez sécher à l'air. ÉNONCÉ DE PRÉCAUTION Dangers pour les humains et les animaux domestiques. AVERTISSEMENT. Cause des dommages oculaires importants mais temporaires. Ne faites pas pénétrer dans les yeux ni sur les vêtements. Évitez tout contact avec la peau. Lavez-vous soigneusement les mains avec du savon et de l'eau après avoir manipulé et avant de manger, de boire, de mâcher de la gomme, d'utiliser du tabac ou d'utiliser des toilettes. Éprenez et lavez les vêtements contaminés avant de les réutiliser. PREMIERS SOINS Appelez un centre antipoisson ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Ayez le contenu de l'étiquette du produit avec vous lorsque vous appelez un centre antipoisson ou un médecin, ou si vous allez recevoir un traitement. Dans les yeux: Tenez l'œil ouvert et rincez lentement et doucement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Retirez les lentilles de contact, le cas échéant, après les 5 premières minutes, puis continuez à rincer. En cas de contact sur la peau: Éprenez les vêtements contaminés. Rincez la peau immédiatement avec beaucoup d'eau pendant 15 à 20 minutes. DANGER PHYSIQUE OU CHIMIQUE Combustible. Utilisez pas si n'entreposez pas de la chaleur ou des flammes nues. Utilisez pas sur du marbre naturel, des fenêtres, du bois non peint, du carton, du plastique transparent ou du coude coloré. Testez d'abord la lingette sur une petite surface dissimulée. ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION Ne contaminez pas l'eau, la nourriture ou les aliments par l'entreposage et l'élimination. Entreposage: N'entreposez pas près de la chaleur ou des flammes nues. Lorsqu'il n'est pas utilisé, gardez le bouchon central du couvercle fermé pour prévenir la perte d'humidité. Elimination des lingettes: Ne réutilisez pas la lingette. Jetez la lingette usagée à la poubelle. Ne jetez pas dans les toilettes. Elimination des contenants: Contenant non rechargeable. Ne réutilisez ni ne remettez pas ce contenant. Mettre au recyclage. Si le recyclage n'est pas disponible, mettez-le dans la poubelle.

INSTRUCTIONS SPÉCIALES POUR LE NETTOYAGE ET LA DÉCONTAMINATION CONTRE LE VIH-1, LE VIRUS DE L'HEPATITE B (VHB) ET LE VIRUS DE L'HEPATITE C (VHC) DES SURFACES/OBJECTS SOUILLEES AVEC DES LIQUIDES SANGUINS/CORPORELS. Protection personnelle: Lors de l'utilisation de ce produit, portez des gants de protection jetables, des blouses protectrices, des masques et des couvre-tête lors de la manipulation du VIH-1 (virus du sida), du sang infecté par le VHB ou du VHC ou des liquides corporels. Procédure de nettoyage: Tout le sang et les autres liquides organiques doivent être nettoyés à fond des surfaces et des objets avant la désinfection par la lingette germicide. Ouvrez, dépliez et utilisez la première lingette germicide pour enlever la saleté. Elimination des matières infectieuses: Les lingettes utilisées, le sang et les autres liquides organiques doivent être jetés selon la réglementation locale pour l'élimination des déchets infectieux. Temps de contact: Appliquez la deuxième lingette germicide sur une surface complètement mouillée. Laissez la surface sécher pendant deux (2) minutes; laissez sécher à l'air. ÉNONCÉ DE PRÉCAUTION Dangers pour les humains et les animaux domestiques. AVERTISSEMENT. Cause des dommages oculaires importants mais temporaires. Ne faites pas pénétrer dans les yeux ni sur les vêtements. Évitez tout contact avec la peau. Lavez-vous soigneusement les mains avec du savon et de l'eau après avoir manipulé et avant de manger, de boire, de mâcher de la gomme, d'utiliser du tabac ou d'utiliser des toilettes. Éprenez et lavez les vêtements contaminés avant de les réutiliser. PREMIERS SOINS Appelez un centre antipoisson ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Ayez le contenu de l'étiquette du produit avec vous lorsque vous appelez un centre antipoisson ou un médecin, ou si vous allez recevoir un traitement. Dans les yeux: Tenez l'œil ouvert et rincez lentement et doucement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Retirez les lentilles de contact, le cas échéant, après les 5 premières minutes, puis continuez à rincer. En cas de contact sur la peau: Éprenez les vêtements contaminés. Rincez la peau immédiatement avec beaucoup d'eau pendant 15 à 20 minutes. DANGER PHYSIQUE OU CHIMIQUE Combustible. Utilisez pas si n'entreposez pas de la chaleur ou des flammes nues. Utilisez pas sur du marbre naturel, des fenêtres, du bois non peint, du carton, du plastique transparent ou du coude coloré. Testez d'abord la lingette sur une petite surface dissimulée. ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION Ne contaminez pas l'eau, la nourriture ou les aliments par l'entreposage et l'élimination. Entreposage: N'entreposez pas près de la chaleur ou des flammes nues. Lorsqu'il n'est pas utilisé, gardez le bouchon central du couvercle fermé pour prévenir la perte d'humidité. Elimination des lingettes: Ne réutilisez pas la lingette. Jetez la lingette usagée à la poubelle. Ne jetez pas dans les toilettes. Elimination des contenants: Contenant non rechargeable. Ne réutilisez ni ne remettez pas ce contenant. Mettre au recyclage. Si le recyclage n'est pas disponible, mettez-le dans la poubelle.

Manufactured by / Fabriqué par : Professional Disposables International, Inc. Two Nice-Pak Park Orangeburg, NY 10962-1376 • 1-800-999-6423 Made in USA with domestic and imported materials Fabriquée aux États-Unis avec des matériaux EPA REG. NO. 9480-4 EPA EST. NO. A= 9480-NY-1, C= 72956-AR-1, D= 8251-WI-4 Alpha character will precede batch code on product Le caractère alphabétique précèdera le code de lot sur le produit



(01)00310819000574

NOT FOR USE ON SKIN FOR USE ON HARD, NON POROUS SURFACES ONLY
N'UTILISEZ PAS SUR LA PEAU UTILISER SUR LES SURFACES DURES NON POREUSES SEULEMENT

8M055100

